




Specter View

Brillen voor speciale omstandigheden

Uw pupilafstand (PD) meten



Staat uw pupilafstand niet op uw recept van de opticien? Geen probleem. Volg onderstaande stappen en meet heel eenvoudig uw eigen pupilafstand.

Stap 1

Print deze pagina op ware grootte, in zijn geheel uit.

Stap 2

Controleer met een liniaal of meetlint of de maten van de meethulp hierboven precies kloppen. Met andere woorden: U dient hierboven precies 2 centimeter te meten, zowel links als rechts.

Stap 3

Knip de meethulp uit langs de stippellijntjes en plaats hem op uw neus, zoals een echte bril.

Stap 4

4.1 Laat een 2e persoon aflezen welke streepje zich precies boven uw pupil bevindt.

4.2 Wanneer u de meting zelf verricht gaat u als volgt te werk:

1. Ga op ongeveer 20 centimeter afstand van je spiegel staan
2. Lees zowel links als rechts de waarde af. Kies de waarde die het dichtst bij uw pupil komt.

Stap 5

Vul de sterkte, cilinder en PD in in onze webshop.

